

Chiropraktický aktivátor HMact HMS002

ŠPECIFIKÁCIA VÝROBKU

PRINCÍP ČINNOSTI:

Nárazový proces ručného masážneho prístroja je proces vytvárania nárazovej sily uvoľnením potenciálnej elastickej energie, ktorú poskytuje tlačná pružina. A pri uvedenej nárazovej sile a ľudskej kostre, ako prostriedku na dosiahnutie rezonancie, môžete dosiahnuť lepší masážny účinok.

PARAMETRE VÝROBKU:

Názov výrobku: Chiropraktický aktivátor s vymeniteľnými hliníkovými hlavicami

Model výrobku: HMS001 (jedna hlavica), HMS002 (štyri hlavice).

Záruka na výrobok 2 roky

Referenčná sila: 1. stupeň 50N, 2. stupeň 100N, 3. stupeň 150N, 4. stupeň 200N, 5. stupeň 250N, 6. stupeň 280N.

Materiál výrobku: Telo z mäkkej gummy a kovu

Veľkosť balenia: 290x200x75 MM

Hmotnosť výrobku: 0,3 KG

Hmotnosť balenia: HMS001 Hmotnosť 0,8 KG, HMS002 Hmotnosť 1,1 KG.



Manuálny masážny prístroj so šiestimi stupňami (jedna hlavica)



Manuálny masážny prístroj so šiestimi stupňami (štyri hlavice)



SPÔSOB POUŽITIA:

1. Nájdite vhodné miesto zákroku, vyberte vhodnú masážnu hlavicu a nastavte stupeň masážneho prístroja na požadovanú silu.
2. Umiestnite rukoväť masážneho prístroja do dlane a gumenú hlavicu na miesto, ktoré má byť ošetrené.
3. Tlačte dlaň smerom nadol, zatlačte proti polohe nárazov a stlačte masážny prístroj.
4. Potiahnite piest dopredu a dozadu smerom k dlani ruky so zahnutým prstom.

ZÁLEŽITOSTI VYŽADUJÚCE POZORNOSŤ:

1. Počas používania nie je povolený žiadny nárazový vzduch. Miesto kontaktu musí byť prostredníctvom gumenej hlavice.
2. Nepoužívajte ho nepretržite príliš dlho, aby ste neovplyvnili životnosť produktu.
3. Tento výrobok má zabudované mazivo, nie je potrebné pridávať ďalšie mazivá.

ZÁRUČNÝ LIST PO PREDAJI

Vážení používateľa:

Ďakujeme, že ste si zakúpili manuálna chiropraktická pomôcka. Aby Vám lepšie slúžil, po zakúpení prístroja si pozorne prečítajte, vyplňte a riadne uschovajte tento záručný list. Tento záručný list zaručuje bezplatný záručný servis iba v určenom čase a podmienkach. Záležitosti údržby a ďalšie otázky po uplynutí záruky konzultujte s kupujúcim.

Záručná doba: 2 roky

Názov/Model produktu:

Meno používateľa:

Dátum nákupu:

Predávajúca spoločnosť:

Telefónne číslo:

Dátum údržby	Poruchy a obsah údržby	Personál údržby

Poznámka: Pred údržbou produktu kontaktujte personál zákazníckeho servisu, aby spoločnosť mohla čo najskôr zabezpečiť údržbu. Odporúča sa, aby právo na konečnú interpretáciu a úpravu tohto záručného listu mala spoločnosť.