

Návod na použitie

Zariadenie na Terapiu Kompresiou Vzduchu

Model: 3-komorový lymfodrenážny prístroj



I Obsah

Bezpečnostné opatrenia	1
Často kladené otázky	2-3
Nazvy komponentov	3-4
Riešenie problémov	4
Použitie	4-6
Poznámky po použití	6
Čistenie a skladovanie	6
Likvidácia	7
Obsah balenia	7
Technické údaje	7

I Bezpečnostné opatrenia

Upozornenia

1. Osoby s ktorýmkoľvek z nasledujúcich stavov alebo osoby, ktoré sú liečené, by sa mali pred použitím prístroja poradiť s lekárom:

- 1) Používanie kardiostimulátora alebo iných zdravotníckych zariadení, ktoré sú náchylné na el. rušenie;
- 2) Bolesti pri malígnych nádoroch;
- 3) Bolesti pri chorobách srdca;
- 4) Závažná dysfunkcia periférnej neuropatie alebo zmyslové poruchy spôsobené cukrovkou;
- 5) Nevhodnosť na masáž z dôvodu úrazu na tele;

2. Uchovávať mimo dosahu dočiat, detí a ľudí bez možnosti samostatného používania.
3. Nepoužívajte iný napájací adaptér ako originálny.
4. Napájací kábel napájacieho adaptéra nepoškrabte, nepoškodzujte, nadmerne neohýbajte, neťahajte ani neskrúčajte. Ináč to môže spôsobiť požiar alebo úraz elektrickým prúdom.
5. Používanie je zakázané, ak napájací adaptér nefunguje správne alebo je uvoľnená zástrčka.
6. Nepripájajte ani neodpájajte napájací adaptér mokrymi rukami.
7. Nedávajte ovládač do prikrývky ani nepoužívajte prístroj pri vysokej teplote.

8. Bez povolenia je zakázané prístroj prerábať, rozoberať alebo opravovať.



Upozornenia

1. Ak sa necítite dobre, okamžite prístroj prestaňte používať. Nepoužívajte ho znova skôr, ako sa poradíte s lekárom.
2. Nepoužívajte ho v kúpeľni alebo na iných vlhkých miestach.
3. Pred čistením a údržbou odpojte napájací adaptér zo zásuvky.
4. Keď napájací adaptér nepoužívate, odpojte ho.
5. Neprehádzajte sa, keď používate túto jednotku alebo nosíte zúbaly.

I Často kladené otázky

Ot.1: Ako tento produkt masíruje?


Odp.1: Vo vnútri sú 3+3 vzduchové vaky. Budú nafukované a vyfukované tak, aby simulovali masírovanie a hľadanie tkanív, ako ľudskými rukami. Môže to naše svaly uvoľniť, zlepšiť krvný obeh a zmierniť bolesť.

Ot.2: Koľko má prístroj masážnych režimov a aký je medzi nimi rozdiel?

Odp.2: K dispozícii sú 3 masážne režimy,


Režim 1: Sekvenčný režim

V tomto režime budú rukávy nafukované a vyfukované zo spodnej časti do hornej.



Režim 2: Režim obehu,


V tomto režime budú rukávy nafukované a vyfukované zo spodnej časti do hornej.



REŽIM 2 Režim obeh

Režim 3: Režim Všetko,

V tomto režime budú rukávy nafúknuté a vyfúknuté súčasne a úplne.




REŽIM 3: Celý Všetko,

Ot.3: Čo mám robiť, ak cítim, že sila masáže je príliš slabá alebo príliš silná?

Odp.3: K dispozícii sú 3 úrovne sily masáže voliteľné pomocou ovládača, vyberte si intenzitu, ktorá vám vyhovuje. Silu môžete upraviť aj zmenou tesnosti suchého zipsu na zábaloch.

Ot.4: Čo mám robiť, ak mám väčšie lýtko?
 Odp.4: Pre väčšie lýtko použite priložené nástavce na rozšírenie veľkosti zábalov.



Ot.5: Čo mám robiť, ak mám väčšie chodidlá?
 Ot.5: Pre väčšie chodidlá rozrežte stehy v hornej časti prstov.

Ot.6: Prečo to nefunguje, keď stlačím tlačidlo napájania?
 Odp.6: Uistite sa, že sú obe vzduchové hadice vložené do ovládača, inak to nebude fungovať.

Ot.7: Ako dlho ho mám používať?
 Odp.7: Odporúčame používať 1 - 2 krát denne zakaždým 20 minút. Môžete ho používať aj dlhodobo, ak sa cítite príliš unavení alebo si chcete naďalej užívať.

Ot.8: Prečo sa ovládač zahrieva?
 Odp.8: Ako bolo povedané, môžete ho zakaždým používať 20 minút. Ak bude fungovať príliš dlho, ovládač sa zahreje, je to normálny jav.

Ot.9: Prečo ovládač vydáva zvuk?
 Odp.9: Zvuk vychádza z fungujúceho vzduchového čerpadla v ovládači, ktoré nepretržite dodáva vzduch do vzduchových vakov v zábaloch, je to normálny jav.

I Názvy komponentov





Schéma ovládača

Ukážka produktu



I Riešenie problémov


Problémy	Príčiny a Riešenia
1. Prístroj nefunguje a kontrolka nesvieti	Uistite sa, že je napájací adaptér správne pripojený a stlačte tlačidlo napájania na ovládači.
2. Prístroj nefunguje ale kontrolka svieti	1. Funguje iba vtedy, keď sú k ovládaču pripojené 2 vzduch. hadice. 2. Skontrolujte, či sú vzduchové hadice správne vložené (pozri značku „UP“ - HORE).
3. Prestane pracovať počas prevádzky	1. Napájací adaptér alebo vzduchové hadice spadnú; 2. Masážny prístroj sa automaticky vypne po 20 minútach; 3. Skontrolujte, či sú obe vzduchové hadice úplne upchaté.
4. Príliš slabá alebo príliš silná	1. Môžete si vybrať z troch úrovní masáže: 2. Môžete nastaviť šírku zábalu, aby bola vhodná sila; 3. Ak takú silu neznesiete, prístroj vypnite.
5. Ovládač sa zahrieva.	Je normálne, ak sa ovládač po dlhom používaní zahrieva. Odporúčame vám ho vypnúť na 10 minút.

I Použitie:


Upozornenia: Pred použitím si prosím pozorne prečítajte bezpečnostné opatrenia. Aby ste dosiahli lepšiu masáž, noste rukávy správne.

Použite ľavý zábal ako v príklade nižšie:

1. Skontrolujte smer podľa štítka a zábalu si správne nasadíte na nohy.



2. Upevnite všetky suché zipsy podľa vašej veľkosti. Pre väčšie lýtky použite nástavec.




3. Skontrolujte a upravte polohu a tesnosť, ako je uvedené nižšie, nezabaliť príliš tesne.



4. Zapojte napájací adaptér do ovládača a zásuvky na každej strane.



5. Dve hadicové zástrčky vložte do ovládača správne a úplne.



Varovanie:


Navrhujeme, aby bol prístroj v prevádzke vždy max. 20 minút. Po 20 minútach sa automaticky vypne, ale môžete ho znova spustiť.

6. Zoberte ovládač a stlačte tlačidlo „ON/OFF“, aby ste prístroj zapli.

- Štandardne sa začne s režimom 1 a silou 1 (najnižšia).
- Po 20 minútach sa vypne (môžete ho reštartovať ručne).




7. Vyberte rôzne masážne režimy stlačením tlačidla „M1“/„M2“/„M3“, rozdiel medzi týmito 3 režimami môžete vidieť na strane 2.



8. Stlačením tlačidla "Air Pressure" vyberte intenzitu.

- 1) Tri úrovne tlaku na výber. Odporúčame vám, aby ste na začiatku použili najnižšiu úroveň.
- 2) Môžete nastaviť tesnosť zábalu, aby bola vhodná sila;




9. Stlačením tlačidla "ON/OFF" ho vypnete.

| Poznámky po použití

1. Odpojte napájací adaptér zo zásuvky.

2. Vytiahnite zástrčky napájacieho adaptéra a vzduchové hadice zo spodnej časti ovládača.

3. Odstráňte zábalu, zložte ich do úložného vrečka alebo krabice.



| Čistenie

Pri čistení prístroja nezabudnite vypnúť napájanie.

1. V prípade znečistenia utrite ovládač, obaly a hadice mäkkou handričkou navlhčenou v mydlovom roztoku.
2. Na utieranie prístroja nepoužívajte benzín, alkohol, riedidlo ani iné dráždivé kvapaliny, v opačnom prípade, by to spôsobilo poruchu alebo by sa súčasti poškodili alebo zmenili farbu.
3. Nedovoľte, aby sa do hadíc dostali cudzie predmety.
4. Na odstránenie chlpcov alebo odrezkov pripevnených na suchých zipsoch je možné použiť špáradlá.

I Skladovanie

- Uchovávajte mimo dosahu detí.
- Tento výrobok sami nerozoberajte.
- Neumiestňujte ho do prostredia s vysokou teplotou a vlhkosťou.
- Nevystavujte priamemu slnečnému žiareniu.
- Zabráňte prepichnutiu vzduchových vakov a hadíc ihlami.
- Nekladte naň ťažké veci.




I Likvidácia

Pri likvidácii odpadu dodržujte miestne predpisy.

I Obsah balenia:

- 2 x zábalý nôh a chodidiel
- 1 x ručný ovládač
- 1 x Používateľská príručka.
- 1 x prenosná úložná taška
- 2 x Nástavce
- 1 x Napájací adaptér/ DC12V1A



I Technické údaje:

Model	3-komorový lymfodrenážny prístroj
Názov	Zariadenie na terapiu kompresiou vzduchu
AC/DC adaptér	AC Vstup: 100-240 Voltov, AC 50/60Hz, DC Výstup: 12V 1A
Menovitý výkon	12W
Prevádzkové podmienky	Teplota: +5°C až 40°C (41 °F až 104°F) Vlhkosť: 1% až 90% nekondenzačná atmosférický tlak: 70 kPa až 106 kPa
Podmienky Skladovania	Teplota: -20°C až 55°C Vlhkosť: 5% až 90% nekondenzačná atmosférický tlak: 50 kPa až 106 kPa Uchovávajte v suchu a nevystavujte priamemu slnečnému žiareniu.
Časovanie	20 minút